


DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Steriler dünner Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA-Kategorien III



Texturiert



GERINGER GRIFF

Schlüsselmerkmale

- Länge: 330 mm
- Steril, latexfrei & puderfrei
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Griffigkeit: Gering
- Für Double Donning/Gloving geeignet

Material / Design / Verpackung

- 100% Synthetisches Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Butadiene)
- Weiss, Rollrand, handspezifisch, texturierte Fingerspitzen und Handflächen
- 20 Paar pro Doppelbeutel, 10 Doppelbeutel pro Karton (im Reinraum verpackt)

Grösse / Artikelnummer / Abmessung

Grösse	Artikelnummer	Länge (a)	Handflächenweite	Testmethode
6.5	2042031	330 ± 10 mm	88 ± 3 mm	ASTM D 3577
7	2042032	330 ± 10 mm	91 ± 3 mm	ASTM D 3577
7.5	2042033	330 ± 10 mm	100 ± 3 mm	ASTM D 3577
8	2042034	330 ± 10 mm	106 ± 3 mm	ASTM D 3577
8.5	2042035	330 ± 10 mm	115 ± 3 mm	ASTM D 3577
9	2042036	330 ± 10 mm	118 ± 3 mm	ASTM D 3577
10	2042037	330 ± 10 mm	130 ± 3 mm	ASTM D 3577

DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Steriler dünner Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA Kategorie III



Physikalische Eigenschaften			
Pinholes-Test	Wert	Testmethode	
Lochfreiheit	AQL 0.65 (Stichprobenverfahren nach ISO 2859)	ISO 374-2:2019	
Reissfestigkeit	Reissfestigkeit	Dehnbarkeit	Testmethode
Vor Alterung	> 17 MPa	> 650%	ASTM D 3577
Nach beschleunigter Alterung	> 12 MPa	> 490%	ASTM D 3577
Wandstärken	Wert	Typischer Wert	Testmethode
Finger	0.16 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577
Handfläche	0.14 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577
Manschette	0.09 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577

Reinheits Eigenschaften			
Reinheitstests	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Anzahl Partikel pro cm ² ≥ 0.5 µm	< 1'200	1'094	IENT-RP-CC005.4
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)	Spezifikation	Testmethode	
Deionisiertem Wasser (DW)	< 10.0 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4	
FTIR Spektrometer	Silikonöl, Amide, DOP nicht nachweisbar	IENT-RP-CC005.4	
Extrahierbare Ionen (Ions)	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Fluorid (F ⁻)	< 0.01 µg/cm ²	0.004 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Bromid (Br ⁻)	< 0.05 µg/cm ²	nicht detektiert	IENT-RP-CC005.4
Chlorid (Cl ⁻)	< 0.20 µg/cm ²	0.117 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Nitrit (NO ₂ ⁻)	< 0.10 µg/cm ²	nicht detektiert	IENT-RP-CC005.4
Nitrat (NO ₃ ⁻)	< 0.20 µg/cm ²	0.141 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 0.05 µg/cm ²	0.013 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Phosphat (PO ₄ ³⁻)	< 0.05 µg/cm ²	nicht detektiert	IENT-RP-CC005.4
Natrium (Na ⁺)	< 0.05 µg/cm ²	0.017 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Kalium (K ⁺)	< 0.05 µg/cm ²	0.022 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Calcium (Ca ²⁺)	< 0.50 µg/cm ²	0.321 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Magnesium (Mg ²⁺)	< 0.01 µg/cm ²	0.005 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 0.10 µg/cm ²	0.028 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4
Zink (Zn ²⁺)	< 0.04 µg/cm ²	0.031 µg/cm ²	IENT-RP-CC005.4

DYN^osense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Steriler dünner Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA-Kategorien III



Weitere Informationen

Rückverfolgbarkeit

Rückverfolgbarkeit der Handschuhe durch Kennzeichnung auf Beutel und Karton.

Lagerbedingungen

Die Lagerung sollte in einem trockenen, gut durchlüfteten und vor Sonnenstrahlen, intensivem Kunstlicht, Röntgenstrahlen und Ozonquellen geschützten Raum erfolgen.

Vulkanisationsbeschleuniger

Keine chemischen Vulkanisationsbeschleuniger nachweisbar (thiuram- und thiazolfrei)

ESD

Elektrostatische Eigenschaften getestet (Typischer Wert 10^8 - 10^9 Ohm)

Sterilität

Gammasterilisiert (25 kGy) gemäss Sterility Assurance Level (SAL) 10^{-6} (ISO 11137-2:2015)

Exklusiv in einer nach ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 zertifizierten und von DYNOVO auditierten Produktionsstätte hergestellt



DYN^otex



Kittel & Overalls
Überziehschuhe
Ärmelschoner
Mundschutze
Bartschutze
Vlieshauben

DYN^osense



Reinraum-Handschuhe
Nylon-Handschuhe
Latex-Handschuhe
Nitril-Handschuhe
Labor-Handschuhe
Fingerlinge

DYN^oclean



Reinraum-Reinigungstücher
Swabs / Reinraumtupfer
Staubbindematten
Reinraumpapier