


DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Gant stérile en nitrile fin, avec main et bouts des doigts texturés
Lavé plusieurs fois avec de l'eau désionisée (DW)

EPI catégories III



Texturé



ADHÉRENCE
FAIBLE

Caractéristiques

- Longueur : 330 mm
- Stérile, sans latex & sans poudre
- Lavé plusieurs fois avec de l'eau déionisée (DW)
- Adhérence : faible
- Convient pour Double Donning/Gloving

Material / Design / Verpackung

- 100% Synthétique Soft-Nitrile-Polymère (Nitrile Butadiene)
- Blanc, bord enroulé, spécifique à la main, main et bouts des doigts texturés
- 20 paires par sachet double, 10 sachets double par carton (emballage en salle blanche)


Taille / numéro d'article / dimension

Taille	No. d'article	Longueur (a)	Largeur de la main	Méthode de test
6.5	2042031	330 ± 10 mm	88 ± 3 mm	ASTM D 3577
7	2042032	330 ± 10 mm	91 ± 3 mm	ASTM D 3577
7.5	2042033	330 ± 10 mm	100 ± 3 mm	ASTM D 3577
8	2042034	330 ± 10 mm	106 ± 3 mm	ASTM D 3577
8.5	2042035	330 ± 10 mm	115 ± 3 mm	ASTM D 3577
9	2042036	330 ± 10 mm	118 ± 3 mm	ASTM D 3577
10	2042037	330 ± 10 mm	130 ± 3 mm	ASTM D 3577

DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Gant stérile en nitrile fin, avec main et bouts des doigts texturés
 Lavé plusieurs fois avec de l'eau désionisée (DW)

EPI catégories III




Propriétés physiques			
Test de pinholes	Valeur		Méthode d'essai
Test de pinholes	AQL 0.65 (méthode d'échantillonnage selon ISO 2859)		ISO 374-2:2019
Propriétés d'élongation	Elongation	Résistance à la rupture	Méthode d'essai
Avant vieillissement	> 17 MPa	> 650%	ASTM D 3577
Après vieillissement	> 12 MPa	> 490%	ASTM D 3577
Epaisseur du matériel	Valeur	Valeur typique	Méthode d'essai
Doigt	0.16 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577
Paume	0.14 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577
Manchette	0.09 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 3577

Pureté Propriétés			
Test de pinholes	Valeur	Valeur typique	Méthode d'essai
Quantité de particules par cm ² ≥ 0.5 µm	< 1'200	1'094	IEST-RP-CC005.4
Résidus non volatils (NVR)	Spécification		Méthode d'essai
Eau désionisée (DW)	< 10.0 µg/cm ²		IEST-RP-CC005.4
FTIR Spectromètresµm	Huile de silicone, amides, DOP non détectable		IEST-RP-CC005.4
Ions extractibles (Ions)	Spécification	Valeur typique	Méthode d'essai
Fluoride (F ⁻)	< 0.01 µg/cm ²	0.004 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Bromure (Br ⁻)	< 0.05 µg/cm ²	non détecté	IEST-RP-CC005.4
Chlorure (Cl ⁻)	< 0.20 µg/cm ²	0.117 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Nitrite (NO ₂ ⁻)	< 0.10 µg/cm ²	non détecté	IEST-RP-CC005.4
Nitrate (NO ₃ ⁻)	< 0.20 µg/cm ²	0.141 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Sulfate (SO ₄ ²⁻)	< 0.05 µg/cm ²	0.013 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Phosphate (PO ₄ ³⁻)	< 0.05 µg/cm ²	non détecté	IEST-RP-CC005.4
Sodium (Na ⁺)	< 0.05 µg/cm ²	0.017 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Potassium (K ⁺)	< 0.05 µg/cm ²	0.022 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Calcium (Ca ²⁺)	< 0.50 µg/cm ²	0.321 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Magnésium (Mg ²⁺)	< 0.01 µg/cm ²	0.005 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 0.10 µg/cm ²	0.028 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Zinc (Zn ²⁺)	< 0.04 µg/cm ²	0.031 µg/cm ²	IEST-RP-CC005.4

DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Gant stérile en nitrile fin, avec main et bouts des doigts texturés
Lavé plusieurs fois avec de l'eau désionisée (DW)

EPI catégories III



Plus d'informations

Traçabilité

Traçabilité des gants par marquage sur le sachet et le carton.

Conditions de stockage

Le stockage doit se faire dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri des rayons du soleil, de la lumière artificielle intense, des rayons X et des sources d'ozone.

Accélérateur de vulcanisation

Aucun accélérateur chimique de vulcanisation détectable (sans thiurame ni thiazole)

ESD

Propriétés électrostatiques testées (valeur typique 10^8 - 10^9 Ohm)

Stérilité

Stérilisé aux rayons gamma (25 kGy) selon le Sterility Assurance Level (SAL) 10⁻⁶ (ISO 11137-2:2015)

Fabriqué exclusivement dans une usine certifiée ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 et auditée par DYNNOVO



DYN^otex



Blouses & combinaisons
Sur-chaussures jetable
Manchettes de bras
Masques
Protège barbe
Charlottes

DYN^osense



Gants de salle blanche
Gants en nylon
Gants en latex
Gants en nitrile
Gants de laboratoire
Doigtiers

DYN^oclean



Chiffons de nettoyage
de salles blanches
Tiges de nettoyage / swabs
Tapis effeuillables
Papier pour salle blanche