


DYNOsense doubleNitrile 300 BOX

Gant robuste à double couche en nitrile, en boîte avec bouts des doigts texturés

EPI de catégorie III



TEXTURÉ



ADHÉRENCE
MOYENNE

Caractéristiques

- Longueur : 300 mm
- Non stérile, sans latex & sans poudre
- Adhérence : moyenne

Matériel / conception/ emballage

- 100% Synthétique Soft-Nitrile-Polymère (Nitrile Butadiène) & Polychloroprène (néoprène)
- Lilas, bord enroulé, ambidextre, bouts des doigts texturés
- 50 pièces par boîte, 10 boîtes par carton

Taille / numéro d'article / dimension

Taille	No. d'article	Longueur (a)	Largeur de la main	Méthode d'essai
XS	2042105	300 ± 10 mm	77 ± 3 mm	ASTM D 6319
S	2042106	300 ± 10 mm	83 ± 3 mm	ASTM D 6319
M	2042107	300 ± 10 mm	95 ± 3 mm	ASTM D 6319
L	2042108	300 ± 10 mm	106 ± 3 mm	ASTM D 6319
XL	2042109	300 ± 10 mm	112 ± 3 mm	ASTM D 6319

DYNOsense doubleNitrile 300 BOX

Gant robuste à double couche en nitrile, en boîte avec bouts des doigts texturés

EPI de catégorie III



Propriétés physiques			
Test de pinholes	Valeur	Méthode d'essai	
Test de pinholes	AQL 0.65 (La procédure d'échantillonnage selon ISO 2859)	ASTM D 6319, D 5151	
Propriétés d'élongation	Résistance à la rupture	Elongation	Méthode d'essai
Avant vieillissement	> 14 MPa	> 500%	ASTM D 6319
Après vieillissement	> 14 MPa	> 400%	ASTM D 6319
Epaisseur du matériel	Valeur	Valeur typique	Méthode d'essai
Doigt	0.19 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319
Paume	0.14 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319
Manchette	0.09 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319

Traçabilité
Traçabilité des gants par marquage sur le sachet et le carton.

Conditions de stockage
Conserver dans un endroit frais et sec. Les gants doivent être préservés de la lumière directe du soleil, de la lumière artificielle de forte intensité, des machines à rayons X et des autres sources diozone.

Informations supplémentaires
Aucun accélérateurs de vulcanisations détectable (sans thiurame ni thiazole)

Fabriqué exclusivement dans un atelier de production certifié ISO 9001:2008 & 13485:2003 et audité par DYNOVO

DYNO^otex



Blouses & combinaisons
Sur-chaussures jetable
Manchettes de bras
Masques
Protège barbe
Charlottes

DYNO^osense



Gants de salle blanche
Gants en nylon
Gants en latex
Gants en nitrile
Gants de laboratoire
Doigtiers

DYNO^oclean



Chiffons de nettoyage
de salles blanches
Tiges de nettoyage / swabs
Tapis effeuillables
Papier pour salle blanche