


DYNOsense doubleNitrile 300 BOX

Gant robuste à double couche en nitrile, en boîte avec bouts des doigts texturés

EPI catégories III



TEXTURÉ



ADHÉRENCE
MOYENNE

Caractéristiques

- Longueur : 300 mm
- Non stérile, sans latex & sans poudre
- Adhérence : moyenne

Matériel / conception/ emballage

- 100% Synthétique Soft-Nitrile-Polymère (Nitrile Butadiène) & Polychloroprène (néoprène)
- Lilas, bord enroulé, ambidextre, bouts des doigts texturés
- 50 pièces par boîte, 10 boîtes par carton


Taille / numéro d'article / dimension

Taille	No. d'article	Longueur (a)	Largeur de la main	Méthode d'essai
S	2042106	300 ± 10 mm	83 ± 3 mm	ASTM D 6319
M	2042107	300 ± 10 mm	95 ± 3 mm	ASTM D 6319
L	2042108	300 ± 10 mm	106 ± 3 mm	ASTM D 6319
XL	2042109	300 ± 10 mm	112 ± 3 mm	ASTM D 6319

DYNOsense doubleNitrile 300 BOX

Gant robuste à double couche en nitrile, en boîte avec bouts des doigts texturés

EPI catégories III



Propriétés physiques			
Test de pinholes	Valeur	Méthode d'essai	
Test de pinholes	AQL 0.65 (La procédure d'échantillonnage selon ISO 2859)	ASTM D 6319, D 5151	
Propriétés d'élongation	Résistance à la rupture	Elongation	Méthode d'essai
Avant vieillissement	> 14 MPa	> 500%	ASTM D 6319
Après vieillissement	> 14 MPa	> 400%	ASTM D 6319
Epaisseur du matériel	Valeur	Valeur typique	Méthode d'essai
Doigt	0.19 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319
Paume	0.14 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319
Manchette	0.09 mm ± 0.02 mm	--	ASTM D 6319

Plus d'informations	
Traçabilité	
Traçabilité des gants par marquage sur le sachet et le carton.	
Conditions de stockage	
Conserver dans un endroit frais et sec. Les gants doivent être préservés de la lumière directe du soleil, de la lumière artificielle de forte intensité, des machines à rayons X et des autres sources diozone.	
Accélérateur de vulcanisation	
Aucun accélérateurs de vulcanisations détectable (sans thiurame ni thiazole)	
ESD	
Propriétés électrostatiques testées (valeur typique 10 ⁸ - 10 ⁹ Ohm)	
Fabriqué exclusivement dans un atelier de production certifié ISO 9001:2015 & 13485:2016 et audité par DYNOVO	



DYNOtex



Blouses & combinaisons
Sur-chaussures jetable
Manchettes de bras
Masques
Protège barbe
Charlottes

DYNOsense



Gants de salle blanche
Gants en nylon
Gants en latex
Gants en nitrile
Gants de laboratoire
Doigtiers

DYNOclean



Chiffons de nettoyage
de salles blanches
Tiges de nettoyage / swabs
Tapis effeuillables
Papier pour salle blanche