

# GANTS DE SALLE BLANCHE ET DE LABORATOIRE DYNOSense



	Stérile	Spécifique aux mains	Sans latex	Non-poudré	Texturation	Emballage	Longueur (mm)	Unité de transport (carton extérieur)	AQL (Acceptable Quality Level)	Pureté de surface LPC (particules/cm <sup>2</sup> > 0.5 µm)	Adhérence	Épaisseur (paume)	Couleur
DYNOSense ultraThinNitrile DW+ 315			✗	✗	Paume	Sachet	315	15 × 100 pcs.	1.5	< 1'200	✗✗	0.10 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile DW+ 300			✗	✗	Doigt	Sachet	300	10 × 100 pcs.	1.5	< 1'500	✗✗	0.13 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile DW+ 300 ST			✗	✗	Doigt	Sachet	300	10 × 100 pcs.	1.5	< 1'500	✗✗✗	0.13 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile DW++ 300			✗	✗	Doigt	Sachet	300	10 × 100 pcs.	1.5	< 400	✗✗	0.13 mm	✗
DYNOSense pureNitrile DW++ 300			✗	✗	Doigt	Sachet	300	10 × 100 pcs.	1.5	< 800	✗	0.16 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile DW+ 400			✗	✗	Doigt	Sachet	400	10 × 100 pcs.	0.65	< 1'200	✗	0.17 mm	✗
DYNOSense doubleNitrile DW 300			✗	✗	Doigt	Sachet	300	10 × 100 pcs.	0.65	< 3'000	✗✗	0.14 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile DW+ 330 sterile	✗	✗	✗	✗	Paume	Sachet	330	20 × 10 pair	0.65	< 1'200	✗	0.14 mm	✗
DYNOSense blueNitrile DW+ 400 sterile	✗		✗	✗	Paume	Sachet	400	20 × 10 pair	1.5	< 1'600	✗✗	0.14 mm	✗
DYNOSense lightNitrile 240 BOX			✗	✗	Doigt	Boîtes	240	10 × 100 pcs.	1.5		✗✗	0.10 mm	✗
DYNOSense blueNitrile 240 BOX			✗	✗	Doigt	Boîtes	240	10 × 100 pcs.	1.5		✗✗	0.10 mm	✗
DYNOSense whiteNitrile 300 BOX			✗	✗	Doigt	Boîtes	300	10 × 100 pcs.	1.5		✗✗	0.13 mm	✗
DYNOSense doubleNitrile 300 BOX			✗	✗	Doigt	Boîtes	300	50 × 10 pcs.	0.65		✗✗	0.14 mm	✗

